

DREI  
SCHUTZWÄLLE  
FÜR EINE  
GESUNDE HAUT



Dansac TRE Hautschutzring

# Drei Schutzwälle heben Hautschutz auf eine andere Ebene



## Adhäsion

Entwickelt für eine sichere, flexible Abdichtung des Stomas, um die Haut vor Ausscheidungen zu schützen und für eine einfache Entfernung nach der Anwendung.



## Absorption

Hilft überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen, um das natürliche Gleichgewicht der Haut zu erhalten – ohne dass der Ring an Formstabilität und Haftfähigkeit verliert.

pH pH



## pH-Balance

Entwickelt, um die hautschädigenden Auswirkungen von Verdauungsenzymen auszugleichen.



Der Dansac TRE Hautschutzring ist mehr – dank seiner drei Schutzwälle Adhäsion, Absorption und pH-Balance unterstützt er die natürliche Gesundheit der Haut.

## Die Haut im Gleichgewicht durch die einzigartige pH-Pufferkapazität des Dansac TRE Hautschutzrings

Durch die Aufrechterhaltung des natürlichen pH-Werts der Haut wird diese vor enzymatischen Schädigungen durch Stomaausscheidungen geschützt.

Stomaausscheidungen enthalten Verdauungsenzyme, die Hautzellen angreifen. Diese Enzyme sind besonders aktiv im neutralen pH-Bereich. Treffen sie auf gesunde Haut, können sie den pH-Wert dieser so verändern, dass die Hautzellen angegriffen werden können. Das Ergebnis: Hautirritationen.

Gesunde Haut ist leicht sauer (pH 4-6). Der pH-Puffer des Dansac TRE Hautschutzrings erhält den pH-Wert der gesunden Haut und trägt dazu bei, die Aktivität der Verdauungsenzyme zu verringern.

Dansac TRE Hautschutzring – freundlich zur Haut, unfreundlich zu Verdauungsenzymen.



## Das sagen Stomafachkräfte über den Dansac TRE Hautschutzring\*:

**„Die einfache Handhabung, der Schutz und die Beständigkeit entsprechen genau den Bedürfnissen meiner Patienten.“**

**83%** der Fachkräfte waren sehr zufrieden/zufrieden mit der Adhäsion des Dansac TRE Hautschutzrings auf peristomaler Haut.


**75%** der Fachkräfte waren sehr zufrieden/zufrieden mit der Erosionsresistenz des Dansac TRE Hautschutzrings.

**74%** der Fachkräfte waren sehr zufrieden/zufrieden mit der Fähigkeit des Dansac TRE Hautschutzrings ein gesundes peristomales Hautmilieu aufrechtzuerhalten.

\* Ergebnisse stammen aus einer Anwendungsbeobachtung mit 70 Stomatherapeutinnen in Großbritannien, Nordirland und Japan, für die die Befragten nicht bezahlt wurden. Die erhobenen Daten stammen nicht aus einer randomisierten oder kontrollierten Studie. Die Ergebnisse spiegeln den Einsatz des Dansac TRE Hautschutzrings für jeden einzelnen Anwender als Bestandteil des Versorgungsplans in der Stomatherapie wider.

# Dansac TRE Hautschutzring: Das Sortiment

BEZEICHNUNG	LOCHGRÖSSE	ART. NR.	PZN	HMV	VE
TRE Hautschutzring, zentral	18 mm	072-48	13905257	29.26.11.2048	10
TRE Hautschutzring, dezentral	20 mm	071-20	13905263	29.26.11.2047	30
TRE Hautschutzring, dezentral	30 mm	071-30	13905292	29.26.11.2047	30
TRE Hautschutzring, dezentral	40 mm	071-40	13905317	29.26.11.2047	30



Dansac GmbH • Riesstraße 25 • 80992 München • Deutschland

**Kostenlose Fachberatung:**

Tel. 0800 / 888 33 88 • E-Mail: [beratungsteam@dansac.com](mailto:beratungsteam@dansac.com)

Mo. – Do.: 8.00 – 17.00 Uhr, Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr

[www.dansac.de](http://www.dansac.de)

**dansac**   
Dedicated to Stoma Care